



CONVIMED

**Skötselråd, anvisningar Convimed Modulvagnar
D-6040/D4030**

OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk

SKÖTSELRÅD, ANVISNINGAR

Skötselråd, anvisningar

FUNKTION:

Vagnens lådor är mjukt självstängande och löstagbara. Insatsbackar ISO 600x400 alt ISO 400x300 i PC/ABS inkl avdelare är löstagbara. Fackens storlek och antal kan varieras med flyttbara avdelare. Tillbehör och utrustning ska vara monterade på monteringsckenor avsedda för infästning på vagnens hörnprofiler. OBS! Undvik att borra i vagnens yttersidor.

Centrallås

FUNKTION:

Convimed D-6040/4030 modulvagn utrustad med centrallås utgör en säker och enkel inlåsning av lådor. Anti-tiltfunktion: Vagnen har anti-tiltfunktion inkopplad vid leverans och endast en låda i taget kan öppnas. Om anti-tiltfunktion kopplas ur kan alla lådor öppnas samtidigt, vilket innebär ökad tipprisk. Leverantören tar inte ansvar för ev skador på vagnprodukt eller personskada, orsakad av tippad vagn med bortkopplad anti-tiltfunktion.

Centrallås kan förses med:

Låscylinder typ ASSA och tillhörande nycklar

Elektroniskt lås med knappsatss inkl nyckel (art nr F-ACC-06)

Elektroniska cylindrar typ, ASSA Aperio, Salto GEO, Kaba Smartair eller annat fabrikat.

OBS! Vid användning av elektronisk cylinder i Convimed modulvagnar, öppnas och låses vagnen beröringsfritt med kort eller tag.

Elektroniska cylindrar som monterats i Convimed modulvagn kan inte jämföras med montering i tex dörr med traditionellt låshus som automatiskt låses.

För ytterligare information, kontakta Inpart Trading AB

Vagn försedd med Infusionsstativ

Vagnens infusionsstativ är ett hjälpmedel vid beredning av läkemedel/infusioner. OBS! Läkemedel/infusioner skall inte anslutas till patient när de hänger på vagnens infusionsstativ.

Vagn försedd med Klaffskiva

Max belastning på klaffskiva är 10 kg

Rengöring allmänt

Vagnen kan rengöras med i sjukvården vanligt förekommande rengöringsmedel. Samtliga ytor och tillbehör tål kemiska desinfektionsmedel baserade på alkohol och oxiderande desinfektionsmedel (typ Virkon) och hypokloritbaserade medel (ex klor) ISO Backar inkl avdelare är diskbara i 60° (ABS) och 120° (PC)

OBS! Rengöringsmedel som används för att rengöra Convimed-6040 får inte innehålla slipmedel

Vagn med arbetskiva i Staron.

Staronskiva kan rengöras/poleras med Scotch-Brite.

Om fel uppstår – Felsökning

HJUL: Om hjulen kärvar eller behöver rengöras:

-Palla upp vagnen så att hjulen hänger fritt från golvet

-Avlägsna lös smuts, eventuellt håravfall och rengör, se rengöring allmänt. Vid behov byt hjul. Hjul finns som reservdel och kan beställas från Inpart Trading AB.

CENTRALLÅS: Om elektronisk cylinder slutat att fungera: Kontrollera att kortläsarens batteri är bytt om felet kvarstår kontakta Inpart Trading AB eller tekniker internt sjukhuset.

Om låda kärvar eller inte går att stänga: kontrollera att lådan sitter rätt monterade på teleskopskenorna (se låda ovanför/nedanför) alt kontakta tekniker internt sjukhuset eller Inpart Trading AB.

Viktigt!

Spara bruksanvisning/skötselråd i anslutning till vagnen eller på avd.

Vid övriga frågor kontakta Inpart Trading AB.

Inpart Trading AB

Kalkbruksvägen 3, 610 71 Vagnhärad, Tel 0156-132 06, 0156-132 10, Fax 0156-132 01
info@inparttrading.se www.inparttrading.se