



### **TARETT AKUT, STICK/ PROVTAGNINGSVAGNAR**

**OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk.  
(Tarettvagnar har etikett med modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår).**

# SKÖTSELRÅD, ANVISNINGAR

## Skötselråd, anvisningar

**SÄKERHET** Tarett Akutvagn3030 stick/  
provtagningstvagnar 6010 och 6045:  
Tarettvagnar kan säkerhetsmässigt inte  
jämföras med fasta och låsta  
läkemedelsförråd/rum.

Akutvagnar på avdelningar/mottagningar  
bör då de inte används hållas under  
uppsikt alternativt placeras centralt vid  
expeditioner eller i förråd. Tarett vagnar  
som är utrustade med ett centrallås utgör  
en säker och enkel inlåsnings av samtliga  
lådfunktioner.

Standardvagnar inkl centrallås levereras  
med ASSA cylinder 1300 (D13) inkl  
3st nycklar. Vagnar kan även förses  
med ASSA systemcylindrar i olika  
säkerhetsklasser. Flera vagnar kan  
förses med lika låscylindrar. Tarettvagnar  
kan även vara utrustade med  
elektroniska kortläsare av olika modeller  
alt med plomberingsmekanik.

## Centrallås

**FUNKTION:** Centrallåset kan förses med  
ASSA låscylinder och tillhörande nycklar,  
elektronisk kortläsare (E-cylinder)  
och nödöppningslås, alt med  
plomberingsmekanik.

Låsning av vagn 3030 sker då  
toppluckorna stängs (ett klickande ljud  
hörs).

Vagn 3030, 6010, 6010-4 och 6045  
med Staron toppskiva och sidomonterat  
centrallås art 6010-22 öppnas/låses med  
centrallåsets handtag

För att låsa upp vagn med elektronisk  
kortläsare används programmerat  
kort, tag alt E-tjänstkort eller ASSA-  
nyckel via nödöppningslås art 293-2

Vagnar kan sakna central låsfunktion av  
lådor om beställaren valt bort denna  
funktion.

## Vagn försedd med Infusionsstativ

Vagnens infusionsstativ är ett hjälpmedel  
vid beredning av läkemedel/infusioner.

OBS! Läkemedel/infusioner som hänger  
på vagnens infusionsstativ skall inte  
anslutas till patient.

## Vagn försedd med Klaffskiva

Max belastning på klaffskiva är 10 kg.

## Rengöring allmänt

Vagnen kan rengöras med i sjukvården  
vanligt förekommande rengöringsmedel.  
Samtliga ytor och tillbehör tål spritvätt  
(70 % etanol). Avfallsbehållare och  
plastkoppar i toppskiva tål maskindisk  
55°C Tarettvagnar tål inte avspolning  
eller nedsänkning.

Vagnarnas yttersidor bör inte rengöras  
med rengöringsmedel, kemikalier eller  
rengöringsvamp/duk som innehåller  
slipmedel (tex. svamp med scotchbrite).  
Staron toppskiva kan rengöras med  
Scotchbrite (grön) i kombination med  
rengöringsmedel

## Om fel uppstår – Felsökning

**HJUL:** Om hjulen kärvar eller behöver  
rengöras:

Palla upp vagnen så att hjulen hänger  
fritt från golvet (ex. på tråklossar).

Avlägsna smuts och eventuellt håravfall  
samt rengör enligt ovan (rengöring  
allmänt).

Vid behov byt hjul. Hjul finns som  
reservdel och kan beställas från Inpart  
Trading AB.

**CENTRALLÅS:** Om låset kärvar: (ASSA  
cylinder) Spraya låsspray i låscylindern.

Om problem kvarstår, kontakta  
Inpart Trading AB eller lokal tekniker.  
Elektronisk kortläsare kontakta Inpart  
Trading AB eller lokal tekniker.

## Viktigt!

Spara bruksanvisning/skötselråd i  
anslutning till vagnen eller på avd.  
Vid övriga frågor är ni välkomna att  
kontakta Inpart Trading AB

# Inpart Trading AB

Kalkbruksvägen 3, 610 71 Vagnhärad, Tel 0156-132 06, 0156-132 10, Fax 0156-132 01  
info@inparttrading.se www.inparttrading.se